



HEALTHCARE REDEFINED

Rozwiązania dla nefrologii

- System Carpediem™ - leczenie nerkozastępcze dla pacjentów od 2,5kg
- Długoterminowy dostęp naczyniowy
- Ostry dostęp naczyniowy
- Cewniki otrzewnowe



tel. +48 32 780 32 79

biuro@anmar.pl

www.anmar.pl

Mczarc
medical

INTEGRUJEMY ROZWIĄZANIA - WIĘCEJ NIŻ PRODUKTY




Co możemy dla Ciebie zrobić?



Wyposażamy oddziały szpitalne



Szkolenia dla personelu medycznego



**Wsparcie w zakresie oszczędności dla
Twojego szpitala**



**Wdrażanie optymalizacji pracy
pracowników służby zdrowia**



**Podniesienie standardów w
szpitalach/Bezpieczny szpital**




Spis treści:

Palindrom.....	5
Mahurkar.....	8
Carpediem.....	14
Opatrunek jałowy z kieszenią na cewnik.....	15

PALINDROME

- Cewnik długoterminowy z precyzyjną końcówką z radioceniującym, wolframowym paskiem znacznika, wycinanymi laserowo, udoskonalonymi szczelinami bocznymi i zoptymalizowaną geometrią końcówki.
- Dostępny w wersji H, tj. powlekanej heparyną, ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania skrzepu i hamują formowanie się otoczki włóknikowej.
- Długość implantu: 19, 23, 28, 33 [cm]



Zestawy cewników dwukanałowych z symetrycznymi końcówkami Palindrome™

Kod	Długość implantu (cm)	Długość całkowita (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
-----	-----------------------	------------------------	---	--	-------------------------

Końcówka standardowa

8888145014	19	36	1,6	1,6	5
8888145015	23	40	1,9	1,9	5
8888145016	28	45	2,1	2,1	5
8888145017	33	50	2,3	2,3	5
8888145018	55	72	3,1	3,1	5

Precyzyjna końcówka

8888145014P	19	36	1,6	1,6	5
8888145015P	23	40	1,9	1,9	5
8888145016P	28	45	2,1	2,1	5
8888145017P	33	50	2,3	2,3	5
8888146044P	44	61	2,6	2,6	5
8888145018P	55	72	3,1	3,1	5

Palindrome™ H – zestawy cewników dializacyjnych powlekanych heparyną

Kod	Długość implantu (cm)	Długość całkowita (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
-----	-----------------------	------------------------	---	--	-------------------------

Końcówka standardowa


8888145043C	19	36	1,6	1,6	5
8888145044C	23	40	1,9	1,9	5
8888145045C	28	45	2,1	2,1	5
8888145046C	33	50	2,3	2,3	5

Precyzyjna końcówka

8888145043CP	19	36	1,6	1,6	5
8888145044CP	23	40	1,9	1,9	5
8888145045CP	28	45	2,1	2,1	5
8888145046CP	33	50	2,3	2,3	5


Zestawy cewników dwukanałowych MAHURKAR™* MAXID 14,5 Fr

Kod	Długość implantu (cm)	Długość całkowita (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żylniej (ml)	Opakowanie transportowe
8888145251	19	39	1,6	1,7	5
8888145252	23	40	1,8	1,9	5
8888145253	28	45	2,0	2,1	5
8888145254	33	50	2,2	2,3	5



MAHURKAR Elite

- Termoczuły materiał poliuretanowy zapewnia optymalną sztywność podczas wprowadzania, a po wprowadzeniu mięknie
- Duże, wycinane laserowo boczne szczeliny biegną wokół trzonu cewnika, zapewniając większy otwarty obszar przepływu płynu i zmniejszając ryzyko okluzji przy ściance naczynia
- Miękka, atraumatyczna końcówka w kolorze zielonym ma konstrukcję zmniejszającą ryzyko spowodowania urazu naczynia podczas wprowadzania oraz in situ
- Długość implantu: 13, 16, 20, 24, 30 [cm]



MAHURKAR™* Elite 12 Fr Zestawy cewników dwukanałowych z prostymi ramionami

Kod	Długość implantu (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8888221213	13 16	1,2	1,2	5
8888221216	20	1,3	1,3	5
8888221220	24	1,4	1,4	5
8888221224	30	1,5	1,5	5
8888221230		1,8	1,8	5

MAHURKAR™* Elite 12 Fr Zestawy cewników dwukanałowych z zakrzywionymi ramionami

Kod	Długość implantu (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8888222213	13	1,2	1,2	5
8888222216	16	1,3	1,3	5
8888222220	20	1,4	1,4	5
8888222224	24	1,5	1,5	5

MAHURKAR™* Elite 12 Fr Zestawy cewników dwukanałowych ze wstępnie zakrzywionym trzonem

Kod	Długość implantu (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8888223213	13	1,5	1,5	5
8888223216	16	1,6	1,6	5
8888223220	20	1,7	1,7	5

MAHURKAR™* Elite 13,5 Fr Zestawy wysokoprzepływowych cewników dwukanałowych z prostymi ramionami

Kod	Długość implantu (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8888211213	13	1,3	1,3	5
8888211216	16	1,4	1,4	5
8888211220	20	1,6	1,6	5
8888211224	24	1,7	1,7	5
8888211230	30	2,0	2,0	5

MAHURKAR™* Elite 13,5 Fr Zestawy wysokoprzepływowych cewników dwukanałowych z zakrzywionymi ramionami

Kod	Długość implantu (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8888212213	13	1,3	1,3	5
8888212216	16	1,4	1,4	5
8888212220	20	1,6	1,6	5
8888212224	24	1,7	1,7	5

MAHURKAR™* Elite 13,5 Fr Zestawy wysokoprzepływowych cewników dwukanałowych ze wstępnie zakrzywionym trzonem

Kod	Długość implantu (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8888213213	13	1,6	1,6	5
8888213216	16	1,7	1,7	5
8888213220	20	1,9	1,9	5

MAHURKAR™* Elite 12,5 Fr Zestawy cewników trójkanałowych z prostymi ramionami

Kod	Długość implantu (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8888231213	13	1,2	1,2	5
8888231216	16	1,3	1,3	5
8888231220	20	1,4	1,4	5
8888231224	24	1,5	1,5	5
8888231230	30	1,8	1,8	5

MAHURKAR™* Elite 12,5 Fr Zestawy cewników trójkanałowych z zakrzywionymi ramionami

Kod	Długość implantu (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8888233213	13	1,2	1,2	5
8888233216	16	1,3	1,3	5
8888233220	20	1,4	1,4	5
8888233224	24	1,5	1,5	5

Cewniki dwukanałowe z prostymi ramionami MAHURKAR

KODY OTWORÓW BOCZNYCH	KODY SZCZELIN BOCZNYCH	ROZMIAR CEWNIKA (Fr)	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8817142005	8813816005	10	12	0,8	0,9	5
8817145005	8830414001	10	15	0,9	1,0	5
	8813794005	11,5	13,5	1,0	1,1	5
	8831662001	11,5	16	1,1	1,2	5
		11,5	19,5	1,2	1,3	5
		11,5	24	1,4	1,5	5

Zestawy cewników dwukanałowych z prostymi ramionami MAHURKAR™*

KODY OTWORÓW BOCZNYCH	KODY SZCZELIN BOCZNYCH	ROZMIAR CEWNIKA (Fr)	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8832539001	8813817005	8	9	0,8	0,9	5
8832539002	8830415001	8	12	0,9	0,9	5
8832539003	8813793009	8	15	1,0	1,0	5
8817146001	8831661001	10	15	0,9	1,0	5
		11,5	13,5	1,0	1,1	5
		11,5	16	1,1	1,2	5
		11,5	19,5	1,2	1,3	5
		11,5	24	1,4	1,5	5

Cewniki dwukanałowe z zakrzywionymi ramionami MAHURKAR

KODY	ROZMIAR CEWNIKA (Fr)	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żyłnej (ml)	Opakowanie transportowe
8813816009	11,5	13,5	1,1	1,2	5
8830414002	11,5	16	1,2	1,3	5
8813794009	11,5	19,5	1,3	1,4	5

Zestawy cewników dwukanałowych z zakrzywionymi ramionami MAHURKAR™

KODY OTWORÓW BOCZNYCH	KODY SZCZELIN BOCZNYCH	ROZMIAR CEWNIKA (Fr)	DŁUGOŚĆ IMPLANTU (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żylniej (ml)	Opakowanie transportowe
8832539006	8813817009	8	12	1,0	1,1	5
8832539007	8830415003	8	15	1,1	1,2	5
8817143005	8813793013	10	12	0,9	1,0	5
8817146007		10	15	1,0	1,1	5
8817149007		10	19,5	1,1	1,2	5
		11,5	13,5	1,1	1,2	5
		11,5	16	1,2	1,3	5
		11,5	19,5	1,3	1,4	5

Zestawy wysokoprzepływowych cewników dwukanałowych z prostymi ramionami MAHURKAR™ 13,5 Fr

Kod	Długość implantu (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żylniej (ml)	Opakowanie transportowe
8888135131	13,5	1,3	1,4	5
8888135161	16	1,4	1,5	5
8888135191	19,5	1,6	1,7	5
8888135241	24	1,8	1,9	5

Zestawy wysokoprzepływowych cewników dwukanałowych z zakrzywionymi ramionami MAHURKAR™* 13,5 Fr

Kod	Długość implantu (cm)	Objętość wstępnego wypełnienia linii tętniczej (ml)	Objętość wstępnego wypełnienia linii żylniej (ml)	Opakowanie transportowe
8888135132	13,5	1,4	1,5	5
8888135162	16	1,5	1,6	5
8888135192	19,5	1,7	1,8	5
8888135242	24	1,9	2,0	5

Wysokociśnieniowe cewniki trójkanałowe z zakrzywionymi ramionami MAHURKAR™ 12 Fr

OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA KANAŁU (ml)

Kod	Długość implantu (cm)	Czerwona lub tętnicza	Niebieska lub żylna	Przeźroczysta lub pośrodkowa	Opakowanie transportowe
8888345504HP	13	1,4	1,4	0,4	5
8888345512HP	16	1,5	1,5	0,4	5
8888345520HP	20	1,6	1,7	0,5	5
8888345538HP	24	1,8	1,8	0,5	5



Zmodyfikowana konstrukcja
Double-D™*

Zestawy trójkanałowych cewników wysokociśnieniowych z zakrzywionymi ramionami MAHURKAR™* 12 Fr

OBJĘTOŚĆ WSTĘPNEGO WYPEŁNIANIA KANAŁU (ml)

Kod	Długość implantu (cm)	Czerwona lub tętnicza	Niebieska lub żylna	Przeźroczysta lub pośrodkowa	Opakowanie transportowe
Zakrzywione ramię					
8888345603HP	13	1,4	1,4	0,4	5
8888345611HP	16	1,5	1,5	0,4	5
8888345629HP	20	1,6	1,7	0,5	5
8888345637HP	24	1,8	1,8	0,5	5

CARPEDIEM


REF: IB7010200

- Carpediem™ jest kompletnym specjalistycznym systemem do ciągłego leczenia nerkozastępczego
- Przeznaczony specjalnie dla pacjentów pediatrycznych. Możliwość prowadzenia zarówno ciągłej żylno-żylniej hemodializy, jak i ciągłej żylno-żylniej hemofiltracji
- System Carpediem™ — jest przeznaczony do ciągłego leczenia nerkozastępczego pacjentów pediatrycznych o masie ciała co najmniej 2,5 kilograma



Jałowy opatrunek przylepny z kieszenią na cewnik

- Opatrunek jałowy, wykonany z oddychającej, wodoodpornej folii poliuretanowej do zabezpieczania zakończeń cewników. zapewnia utrzymanie zewnętrznych złączy cewnika i chroni miejsce wyjścia
- Perforacje w miejscu wyjścia pozwalają na monitorowanie stanu miejsca wyjścia cewnika, umożliwiając wykrycie potencjalnej infekcji (zaczerwienienie, ból).
- Wyposażony w kieszonkę zabezpieczającą cewnik.
- Przepuszczalny dla powietrza i wilgoci; możliwość szybkiej kąpieli pod prysznicem



Numer ref.	Rozmiar	Ilość w pudełku	Ilość w kartonie
MGD2002SA	11 x 26 cm	50 szt.	12 szt.

Wyłączny dystrybutor:



www.anmar.pl | tel. 880 762 114 | agata.michta@anmar.pl | Tychy ul. Strefowa 22