



Serie iBreeze

20C / 20C Pro

CPAP

- Diseño compacto con interfaz de usuario amigable para toda su comodidad.
- El monitoreo continuo del nivel de agua puede maximizar la seguridad con el humidificador inteligente de enchufar y sellar.
- Abundantes parámetros terapéuticos para una mejor evaluación clínica.
- CPAP-V es una combinación del modo APAP y el modo CPAP. Este modo permite a los usuarios usar el modo APAP para la titulación de presión dentro de un tiempo predeterminado, y luego la presión de tratamiento óptima calculada se usará en el modo CPAP.
- El algoritmo único IPR (Liberación de Presión Inteligente) ofrece más comodidad durante la terapia de ventilación.



resvent

Serie iBreeze

CPAP

Información Básica

Modelo	20C, 20C Pro kg
Uso previsto	Apnea Obstructiva del Sueño
Tipo de usuario	(OSA) Peso superior a 30

Características Físicas

Peso	1,35 kg
Tamaño	22,2 x 12,5 x 12,2 cm
Pantalla	3,5 pulgadas, color
Nivel de ruido (ISO80601-2-70)	≤ 28 dB

Parámetros de Tratamiento

Modo	CPAP CPAP-V (solo para 20C Pro)
E-COMP* (solo para 20C Pro)	
Rango de presión CPAP	4-20 cmH ₂ O
Precisión de presión estática	0,5 cmH ₂ O
Precisión de presión dinámica	1cmH ₂ O

Parámetros de Confort

Detección de eventos respiratorios (solo para 20C Pro)
Rampa
Rampa automática (solo para 20C Pro)
IPR (liberación de presión inteligente)
Altitud automática ajustable
Compensación de fugas
Encendido/apagado automático
Ajuste de máscara (solo para 20C Pro)
Compensación de circuito

Funciones de Valor Agregado

Luminancia de pantalla automática ajustable (solo para 20C Pro)
Modo de ahorro de energía
Hora y despertador
Configuración de la unidad

Configuración de varios idiomas
Autoexamen de desempeño
Reporte del paciente en la pantalla principal
SpO ₂ , RP

Función de Humedad

Humidificador integrado
Humedad automática (solo para 20C Pro)
Precalentamiento (solo para 20C Pro)
Tubo calentado
Antifugas en posición inclinada del depósito de agua
Detección de nivel de agua (solo para 20C Pro)
Secado inteligente de tubos (solo para 20C Pro)

Gestión de Datos

Almacenamiento de datos en la unidad principal (datos estadísticos de 1 año, datos de alta resolución de 1 semana)
Almacenamiento de datos de alta resolución en tarjeta SD (10 años)
Transmisión inalámbrica (Bluetooth, WIFI, GPRS)
Intercambio de datos síncrono multiplataforma para pacientes y médicos (Android, iOS, Web)

Otros

Nivel de IP	IP22
-------------	------

Accesorios

Tarjeta SD	Estándar
Máscara	Estándar
Tubo (15 mm de diámetro)	Opcional
Tubo (19 mm de diámetro)	Opcional
Tubo calentado (19 mm de diámetro) SpO ₂	Opcional
Módulo de comunicación	Opcional
Software para PC de gestión de pacientes	Opcional
Sistema de nube inteligente iMatrix	Opcional

* E-COMP puede ayudar a los nuevos pacientes a adaptar gradualmente la presión prescrita durante el primer mes mediante el uso de un innovador algoritmo de acumulación de presión.

Resvent Medical Technology Co., Ltd.

Add: Room A602, Building 1, Gaoxinqi Industrial Park phase II,
Liuxian No.1 Road, Baoan District, Shenzhen 518100, P. R. China
Fax: 0086-755-23027370 Tel: 0086-755-23027370-808
Email: info@resvent.com Web: www.resvent.com

