



Bajo nivel de ruido



Peso ligero



Bajo consumo de energía



Compacto  
Fácil de transportar

## O2 Tiger M50

Concentrador de Oxígeno de 5 Litros

Flujo de Salida	1 - 5 lpm
Método de Entrega	Flujo Continuo
Concentración	93 +/- 3%
Peso	14.2 Kg (31 lbs)
Dimensiones	600 mm x 390 mm x 230 mm (23.6" x 15.4" x 9.1")
Presión de Salida	0.55 +/- 0.05 Bar
Consumo	300 W
Nivel de Ruido	45 Db
Voltaje	115 V / 60 Hz - 220 V / 50 Hz
Pantalla	LCD
Conector de Salida O2	Aluminio



### Otras Ventajas

- Alarma de Bajo Nivel de O2
- Alarma Fallo de Energía
- Alarma de Alta / Baja Presión
- Interruptor con Cubierta a Prueba de Agua
- Protector de Circuito