



Bajo nivel de ruido



Pantalla LCD con
indicador de estados



Temporizador para terapia



Sistema eficiente de
refrigeración

OT-Star 10

Concentrador de Oxígeno de 10 Litros

Flujo de Salida / Caudal	1-10 lpm
Método de Entrega	Flujo Continuo
Concentración (1-8L/min)	93 +/- 3%
Concentración (10L/min)	90 +/- 3%
Peso	26 Kg
Dimensiones	661 mm x 381 mm x 349 mm
Presión de Salida	0.55 +/- 0.05 Bar
Consumo	650 W
Nivel de Ruido	<50 dB
Voltaje	115 V / 60 Hz - 220 V / 50 Hz
Pantalla	LCD
Conector de Salida O2	Aluminio



Otras Ventajas

Alarma de Bajo Nivel de O2

Alarma Fallo de Energía

Alarma de Alta / Baja Presión

Protector de Circuito