

SYNER  
JET

SHIRONIC

· 주의사항 및 법적 고지: 본 제품은 미용기기로 미용 목적 외 어떠한 의료목적도 제공하지 않습니다.  
· 이 제품은 KC 인증을 받은 피부미용기기입니다.

자세한 내용은 시너젯  
공식 홈페이지에서 확인해 보세요!



시너젯 전속모델  
야노시호  


원내비치용

# 흡수의 한계를 넘다! 스킨부스터엔 시너젯

세 가지 에너지로 | 통증 없이 | 4.7배 깊은 흡수\*

\*주의사항 및 법적 고지: 본 제품은 미용기기로 미용 목적 외 어떠한 의료목적도 제공하지 않습니다. 이 제품은 KC 인증을 받은 피부미용기기입니다.  
\*상기 수치는 사용 전후 인체적용시험 결과 | 마이크로젯, 미세 전류 자극, 저온 플라즈마를 함께 사용 | 2025.05.14~05.15 | 여성 20명 / (주)휴먼 피부임상시험센터 | 인체적용시험 결과

SYNER  
JET

SYNER  
JET

## 세 가지 에너지로 다양한 맞춤 케어

1

### 마이크로 젯 | Microjet

최대 580 m/s 강력한 속도로 빠르게!  
180  $\mu$ m 미세 직경으로 통증은 적게!  
피부에 균일하고 안전하게!



2

### 미세 전류 자극 | Electroporation

미세전류 자극으로 세포막을  
일시적으로 열고, 전기적인 자극을  
통해 세포에 외부 물질을 투입하는  
기술로 흡수를 극대화!



3

### 저온 플라즈마 | Cold Plasma

공기 중 산소를 음이온으로  
변화시켜 살균과 피부 흡수를 촉진!  
2가지 팁으로 두피 맞춤 케어까지!



· 본 기기는 의료기기가 아닌 공산품이며, 제품 기능과 관련하여 미용적인 효과 외 어떠한 의학적 효능, 효과도 제공하지 않습니다.  
· 개인의 피부 특성이나 함께 사용하는 화장품에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

## 통증 없이\* 화장품 흡수효과 극대화

\*피부타입별 유의미한 개선 결과 관찰 건성, 지성, 복합성 등 모든 피부 타입 대상 임상 반응은 관찰되지 않았습니다.  
\*2025.05.14~06.15 / 여성 20명 / (주)유민 피부임상시험센터 / 인체적용시험 결과

마이크로 젯 방식으로 **피부 통증없이!**


얇고 민감한 부위도 붓기, 홍반 걱정없이!

일상 생활에 지장없이 **언제나 시술 가능!**




## 4.7배 깊은 흡수\* 흡수의 한계를 넘다

\*상기 수치는 사용 전후 인체적용시험 결과로 마이크로 젯, 미세 전류 자극, 저온 플라즈마를 함께 사용  
\*2025.05.14~06.15 / 여성 20명 / (주)유민 피부임상시험센터 / 인체적용시험 결과



※ 피부 흡수도 효능 측정 결과는 색상이 하단에 위치하거나 **붉은색에 가까울수록 피부 흡수도가 높은 것을 의미합니다.**

## 겉 피부 보습 2.3배 개선



※ 겉 피부 보습 개선 효능 평가 결과는 색상이 **밝은 색상에 가까울수록 높은 수분량을 의미합니다.**



## | Convenience



### 터치 GUI

스피드와 파워를 세밀하게 설정



### 27가지 사용자 메모리

프라셋 모드로 맞춤형 가이드 저장



### 핸드피스 발열 방지

특수 냉각 설계로 장시간 사용



### 노즐 클리닝 모드

깔끔하고 간편하게 노즐 관리 가능