


PLETIX

Test del benessere delle gambe



Pletix è un dispositivo per la determinazione e valutazione del benessere delle gambe

Il dispositivo permette di valutare e determinare a fini estetici e non medici il MiRT Index (Microcirculation Return Time), un parametro non convenzionale che riflette lo stato di benessere delle gambe legato alla circolazione.

- Test non invasivo
- Esecuzione in pochi minuti •
- Stampa immediata dei risultati con consigli mirati







Stampa dei risultatiViene stampato il risultato

immediato con grafici e consigli mirati.



Consigli

Alla fine di ogni test ed insieme al report, vengono forniti consigli per mantenere o migliorare il benessere delle gambe.



Archivio risultati

È possibile visualizzare e stampare i risultati direttamente dal dispositivo.

Specifiche tecniche

Principio di misura	Assorbanza/Riflessione
Precisione	+/- 2 s
Test	Tempo di ritorno
Dimensioni sonda	35 (Ø) x 15 (h) mm
Sorgente luminosa	LED, Light Emitting Diode
Lunghezza d'onda	940nm
Display	LCD retroilluminato LED con touch screen (240x128 pixel)
Interfaccia	1 USB-B

Stampante	Termica
Dimensioni	329 (w) x 310 (d) x 90 (h) mm
Peso	3,0 Kg ca.
Alimentazione	12 VDC 1,2A (Plug 2,5mm-5,5mm)
Assorbimento energetico	Max 15 Watt
Condizioni di lavoro	15÷35°C (Rh 5÷90%)
Condizioni di stoccaggio	-5÷60°C (Rh 5÷90%)
Conformità	Marchio CE

Pletix misura il MiRT Index che riporta il tempo di ritorno: maggiore è questo tempo, migliore è il benessere delle gambe.

check&guide

Scegli la tecnologia Callegari







sostenibile

rapida

affidabile







versatile

guidata

remunerativa

Il dispositivo Pletix non è un dispositivo medico. Il risultato fornito non deve essere inteso per diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di alcuna malattia o studio di un processo o stato fisiologico o patologico. Il suo risultato ha un valore puramente informativo da intendersi per fini estetici e non medici.

