

Ethanol Disinfection

Engangsklude med ethanol



Varenr.: 51153

Wet Wipe Ethanol Disinfection, engangsklude er imprægneret med ethanolbaseret desinfektionsmiddel uden sæbe

Anvendelse

Anvendes i sundhedssektoren til desinfektion af mindre overflader og kontaktpunkter.

EN standard

Test metode	Medium	tid
EN 13727	Bakterier	1 min
EN 13624	Gær	1 min
EN 16615	Bakterier, gær	2 min
EN 14348	Turberkel bakterier	1 min
EN 14476	Kappebærende, noro-, adenovirus	1 min

Faresætninger :

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Bemærk

Desinfektionsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Holdbarhed

2 års holdbarhed. Anvendes op til 30 dage efter åbning.

Engangskludene produceres i en størrelse - mini.

Varenr. 51153: Ethanol Disinfection Maxi Karton á 12 pakker
1 pakke indeholder 20 klude, 43×30 cm

Specifikation:

Indhold

Ethanol denatureret med isopropanol 70 vol %

Isopropanol < 4 %

Netto indholdet i en pakke er under 1 kg, som betyder at produktet kan transporteres uden farlig gods begrænsninger. Karton er derfor opmærket med LQ label.

ADR

Wet Wipes engangsklude med ethanol klassificeres i henhold til ADR som UN3175 dvs. fast stof med indhold af brandfarlig væske. Dette betyder, at kludene er mindre brandfarlige end flydende ethanol produkter, og kludene er derfor undtaget for Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring og håndtering af brandfarlig væske.

Rækkevidde

Maxi 2m²

Materiale

Kluden er både kryds- og z-foldet, sådan at kludene kan tages ud af pakkerne, foldet enkeltvis og klar til brug.

Klude: 65% viskose/ 35% polyester blanding

Oprindelsesland / kvalitetscertifikat

Produceret i Tyskland under cGMP / ISO 22716

Produkt identifikator

Wet Wipe Ethanol Disinfection 70 % i sikkerhedsdatablad.

Wet Wipe A/S

Tel: +45 70 266 244
info.wetwipe@schuelke.com
www.wetwipe.eu

CVR/VAT no: DK 30207726

DK v4-maxi da
Jan 2026

wetwipe®
by schülke →