



SU SİRKÜLATÖRÜ

ISITICI VE SOĞUTUCU ÖZELLİKLİ

WHC SERİSİ



Yüksek hassasiyete sahip genel amaçlı sıcaklık kontrol sistemleri.

Sirkülatör üniteler, çok çeşitli kullanım alanlarında kontrollü ve hızlı ısıtma ve soğutma işlemleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Hacim seçenekleri ve özellikleri ile çeşitli uygulamalar için uygundur.

HASSAS VE STABİL

- PID kontrollü sistem, yüksek stabilite ile sıcaklık kontrolü sağlar.
- WHC serisi, çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için geniş seçenekler sunar.
- Korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmış iç hazne.
- Dijital kullanıcı arayüzü ile kontrol ve sıcaklık ayarı kolaylığı.
- Üstten kolay doldurma ve arkada kolay boşaltma sistemi.
- Dahili ve harici sirkülasyon için güçlü pompalama sistemi.
- Kapak stili, kullanıcının ihtiyacına göre açık ve kapalı sisteme uyarlanabilir.



TEKNİK BİLGİLER

	WHC 2310	WHC 2315	WHC 2321
Kullanıcı Arayüzü	Dijital	Dijital	Dijital
İç Malzeme	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Sıcaklık Aralığı	-15 °C / 100 °C	-10 °C / 100 °C	-10 °C / 100 °C
Hazne Kapasitesi	10 L	15 L	21 L
Hazne Boyutları	300x250x150 mm	300x250x220 mm	300x300x250 mm
Sıcaklık Stabilesi	± 0.1 °C	± 0.1 °C	± 0.1 °C
Isıtma Kapasitesi	1500 W	1500 W	1800 W
Soğutma Kapasitesi (20°C'de)	300 W	300 W	350 W
Sirkülasyon	Dahili & Harici	Dahili & Harici	Dahili & Harici
Pompa Kapasitesi	16 L/dk	16 L/dk	16 L/dk
Sıcaklık Kontrol Sistemi	PID	PID	PID
Sıcaklık Çözünürlüğü	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Yüksek Sıcaklık Alarmı	Var	Var	Var
Kolay Su Boşaltma	Var	Var	Var
Uygun Ortam Nemi	%80	%80	%80
Uygun Ortam Sıcaklığı	5-40°C	5-40°C	5-40°C
Güç Gereklilikleri	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Soğutucu Akışkan	R134A	R134A	R134A

*WHC Serisi Su Sirkülatörü (Soğutucu ve Isıtıcı Özellikli), özel ihtiyaçlarınıza göre tasarlanabilir (banyo kapasitesi, boyutları, ısıtma ve soğutma kapasiteleri ihtiyaçlarınıza özel tasarlanabilir). Özel tasarım sirkülatörler hakkında daha fazla bilgi için iletişime geçiniz.

TÜM TALEP VE SORULARINIZ İÇİN

✉ support@debyetechnic.com

☎ (+90312) 485 40 42

🌐 www.debyetechnic.com

✉ info@debyetechnic.com

☎ (+90312) 485 40 42

🌐 DEBYE TECHNIC



NOT: İçerikler değişikliğe veya düzeltmeye tabi olabilir.