




ISITMALI SU BANYOSU

HB SERİSİ

Laboratuvarlar için hassasiyet ve performans.

Yeni HB Serisi Su Banyoları, yüksek doğrulukta sıcaklık ayarı için tasarlanmıştır. Hassasiyet ve kullanım kolaylığı, iş akışlarını basitleştirir ve üretkenliği en üst düzeye çıkarır.





HASSAS VE GÜVENLİ

- Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrol sistemlerine sahip HB Serisi Su Banyoları, su sıcaklığını 100°C'ye kadar istenen seviyede tutmak için tasarlanmıştır.
- 5L'den 25L'ye kadar çeşitli kapasite* seçenekleriyle geliştirilmiş sistemler tüm laboratuvar uygulamaları için idealdir. Geniş seçenek yelpazesi ile her kullanıma uygun bir model mevcuttur.
- Operatörler için bakım kolaylığı, içerisindeki su kolayca boşaltılır ve paslanmaz çelik hazne yapısıyla iç kısım kolayca temizlenebilir.
- Sesli alarm ve aşırı ısınma koruması gibi güvenlik özellikleriyle su banyolarınız uzun ömürlü ve güvenilirdir.
- Özel ihtiyaçlarınız için ek aksesuarlar* seçebilir ve uygulamalarınızı çeşitlendirebilirsiniz.

TEKNİK BİLGİLER

	HB 305	HB 309	HB 313	HB 318
Güç	1000 W	1000 W	1500 W	1500 W
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	Oda Sıcaklığı-99°C	Oda Sıcaklığı-99°C	Oda Sıcaklığı-99°C	Oda Sıcaklığı-99°C
Sıcaklık Ayarlama	Döner Buton	Döner Buton	Döner Buton	Döner Buton
Sıcaklık Ayarlama Çözünürlüğü	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Kullanıcı Arayüzü	Dijital	Dijital	Dijital	Dijital
Doldurma Hacmi (En fazla)	5.5 L	9 L	13 L	18 L
İç Yükseklik	65 mm	100 mm	150 mm	200 mm
Su Boşaltma	Hızlı Bağlantı Aparatı	Hızlı Bağlantı Aparatı	Hızlı Bağlantı Aparatı	Hızlı Bağlantı Aparatı
Su Doldurma	Üstten	Üstten	Üstten	Üstten
Aksesuar	Standart*	Standart*	Standart*	Standart*
İç Hacim Malzemesi	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Uygun Ortam Sıcaklığı	5-40°C	5-40°C	5-40°C	5-40°C
Uygun Ortam Nemi	80%	80%	80%	80%
Güç Gereklilikleri	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Zamanlayıcı	5999 dk / Süresiz	5999 dk / Süresiz	5999 dk / Süresiz	5999 dk / Süresiz

*Standart aksesuarlar arasında kapak ve standart tepsi bulunur. Ek aksesuar seçenekler için lütfen iletişime geçiniz.

**HB Serisi Su Banyoları, özel ihtiyaçlarınıza göre tasarlanabilir (hacim, boyutlar, güç ve aksesuarları ihtiyaçlarınıza özel tasarlanabilir). Özel tasarım su banyoları hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.

TÜM TALEP VE SORULARINIZ İÇİN

✉ support@debyetechnic.com

☎ (+90312) 485 40 42

☎ (+90312) 485 40 42

✉ info@debyetechnic.com

🌐 www.debyetechnic.com

📱 DEBYE TECHNIC



NOT: İçerikler değişikliğe veya düzeltmeye tabi olabilir.