

OTOMATİK KALORİMETRE

IC 320



Otomatik Kullanım ve Yüksek Hassasiyet

Kalorimetre katı ve sıvı numunelerin kalorifik değerini belirlemek için kullanılmaktadır.

Tüm Numune Çeşitleri İçin



kömür



kok



odun



sıvı



gıda



patlayıcı



atık



biyoyakıt

✉ support@debyetechnic.com

☎ (+90) 312 485 40 42

🌐 www.debyetechnic.com

✉ info@debyetechnic.com

☎ (+90) 312 485 40 42

🌐 DEBYE TECHNIC

KALORİMETRE IC 320 HAKKINDA



- Kalorimetre IC 320, daha hassas kalorifik değer ölçümleri için otomatik çalışma sağlar.
- Yenilenmiş yazılım teknolojimizle birleştirilen yeni tasarıma sahip kalorimetre, daha hızlı ve daha kolay bir uygulama sunar.
- Bilimsel uygulamalar için basit arayüz, otomatik analiz kontrolü, veri/grafik görüntüleme ve dış aktarma, kullanıcı tanımlı ayarlar, basitleştirilmiş veri işleme ve daha birçok özellikle desteklenen, kolay kullanımlı yazılıma sahiptir.

Kalorimetre IC320 - Teknik Özellikler

Kalorimetre IC 320

Bilgiler	
Ölçüm Modu	İzoperibol
Su Dolum ve Boşaltım	Otomatik
Analiz Süresi	8 dk / 14 dk
Operatör için Hazırlık Süresi	~ 2 dk
Ölçme Menzili	43 000 J
Tekrarlanabilirlik	RSD <0,05%
Analiz oksijen Basıncı	30-40 bar
Hazne Test Basıncı	min. 220 bar
Hazne Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Sıcaklık Ölçüm Aracı	Dijital Sensör
Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü	0.0001 K
Ateşleme	Otomatik
Gaz Dolumu	Oksijen şarjır
Gaz Boşaltma	Egzoz
Su Filtresi	Dahil
Soğutucu Araç	Su Sirkülatörü
Halojen Analiz Haznesi	Opsiyonel
Beyan Gerilimi	120V / 220V
Koruma Sınıfı	III
Ortam Sıcaklığı	15-35 °C
Ortam Nemi	< 85%
Frekans	50/60 Hz.
DIN'a Göre Koruma Sınıfı	IP 20
Kapak Sistemi	Otomatik
Boyut	470 x 600 x 570 mm
Standartlara Uygunluk	ISO 1928 ISO 18125 ISO 9831 ISO 1716 ASTM D5865 ASTM D5468 ASTM D4809 ASTM D240 ASTM E711 DIN 51 900 ve diğer

Yazılım

Bilgiler	
Analizi Türünü Seçme	Kalibrasyon/Standart
Hesaplama	Brüt/Net Kalorifik Değer
Önceki Analizleri Tekrar Hesaplama	Evet
Excel / PDF Çıktı	Evet
Sonuç Gösterim Birimleri	Cal/g J/g Btu/lb
Analiz Devam Ederken Yazılım Kullanımı	Evet
Analiz Boyunca Grafik Gösterimi	Evet
Analiz Grafiği Gösterimi	Evet
Log File Şifreleme	Evet
Kullanıcı Kayıt Etme	Sınırsız
Analiz Sonucu	Listeleme ve İnceleme
Listeleme	Kullanıcı/Analiz Adı/Tarih/Sonuç
Servis Yetkileri	Tam Yetki
	Log File Erişimi
Servis Geri Bildirimleri	Uyarılar ve Otomatik Hata Tespiti
İşletim Sistemi	Windows
Arayüz	USB
Diller	EN/TR