

KALORİMETRE



IC 210



Kolay Kullanım ve Hassas Sonuçlar

Kalorimetre katı ve sıvı numunelerin kalorifik değerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır.

KÖMÜR, KOK, ODUN, BİYOYAKIT, ATIK, PATLAYICI, GIDA, SIVI YAKIT gibi çok çeşitli numunelerde kullanılabilir.



KALORİMETRE IC 210 HAKKINDA



- Kalorimetre IC210, geniş bir numune yelpazesi için hızlı ve doğru kalorifik değer ölçümü gerçekleştirir.
- Yazılım teknolojimizle birleştirilmiş özel cihaz tasarımı, hassas analiz çıktısı ve kullanım kolaylığı sağlar.
- Basit arayüz, otomatikleştirilmiş analiz kontrolü, veri/grafik görüntüleme (dışa aktarma), kullanıcı tanımlı ayarlar ve basitleştirilmiş veri işleme ile bilimsel araştırmalar için kullanıcı dostu yazılım sunar.

Kalorimetre IC210 - Teknik Özellikler

Kalorimetre IC210

Bilgiler


Ölçüm Modu	İzoperibol
Su Dolum ve Boşaltım	Otomatik
Analiz Süresi	10dk veya 16 dk
Operatör Hazırlık Süresi	~ 2 dk
Ölçüm Menzili	40 000 J
Tekrarlanabilirlik	RSD < %0,05
Analiz Oksijen Basıncı	30-40 bar
Hazne Test Basıncı	min. 220 bar
Hazne Materyali	Paslanmaz Çelik
Sıcaklık Ölçümü	Dijital Sensör
Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü	0.0001 K
Ateşleme	Otomatik
Gaz Dolum	Oksijen Şarjır
Gaz Boşaltım	Manüel
Su Filtresi	Dahil
Soğutucu Araç	Su Sirkülatörü
Halojen Analiz Haznesi	Opsiyonel
Voltaj	120V / 220V
Boyutlar	498x678x396 mm
Koruma Sınıfı	III
Çalışma Ortam Sıcaklığı	15-35 °C
Çalışma Ortam Nemi	< %85
Frekans	50/60 Hz.
DIN'a Göre Koruma Sınıfı	IP 20
Standartlara Uygunluk	ISO 1928 ISO 18125 ISO 9831 ISO 1716 ASTM D5865 ASTM D5468 ASTM D4809 ASTM D240 ASTM E711 DIN 51 900 ve diğer
Arayüz Bağlantısı	USB
Dil Seçeneği	EN/TR

Yazılım

Analiz Türü Seçimi	Kalibrasyon/Standart
Hesaplama	Brüt/Net Kalorifik Değer
Önceki Analizleri Tekrar Hesaplama	Evet
Excel / PDF Çıktı	Evet
Analiz Sonucu Birimleri	Cal/g J/g Btu/lb
Analiz Devam Ederken Arayüz Kullanımı	Evet
Analiz Süresince Grafik Gösterimi	Evet
Analiz Grafik Çıktısı	Evet
Dosya Şifreleme	Evet
Kullanıcı Kaydı	Sınırsız
Analizden Sonra	Analizleri Listeleme ve İnceleme
Listeleme	Kullanıcı/Analiz Adı/Tarihi
Servis Yetkisi	Tam Yetki
	Log File Erişimi
Servis Geri Bildirimleri	Uyarılar ve
	Otomatik Hata Tespiti
İşletim Sistemi	Windows

Su Sirkülatörü

Kullanım Seçenekleri	Isıtma/Soğutma
Sıcaklık Aralığı	-20 / 100 °C
Küvet Hacmi	7 L
Sıcaklık Hassasiyeti	±0,03
Isıtma Kapasitesi	1,1 kW
Soğutma Kapasitesi	0,25 kW
Güç	220-240 V / 50-60 Hz



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN

✉ info@debyetechnic.com

🌐 www.debyetechnic.com

☎ (+90312) 485 40 42

📱 DEBYE TECHNIC