

OTOMATİK KALORİMETRE

IC 320



Otomatik Kullanım ve Yüksek Hassasiyet

Kalorimetre katı ve sıvı numunelerin kalorifik değerini belirlemek için kullanılmaktadır.

Tüm Numune Çeşitleri İçin



✉ support@debyetechnic.com

☎ (+90) 312 485 40 42

🌐 www.debyetechnic.com

✉ info@debyetechnic.com

☎ (+90) 312 485 40 42

🌐 DEBYE TECHNIC

OTOMATİK KALORİMETRE IC 320 HAKKINDA



- Otomatik Kalorimetre IC 320, daha hassas kalori ik değer ölçümleri için otomatik çalışma sağlar.
- Yenilenmiş yazılım teknolojimizle birleştirilen yeni tasarıma sahip kalorimetre, daha hızlı ve daha kolay bir uygulama sunar.
- Bilimsel uygulamalar için basit arayüz, otomatik analiz kontrolü, veri/gra ik görüntüleme ve dış aktarma, kullanıcı tanımlı ayarlar, basitleştirilmiş veri işleme ve daha birçok özellekle desteklenen, kolay kullanımlı yazılıma sahiptir.

Kalorimetre IC 320 - Teknik Özellikler

Kalorimetre IC 320	Bilgiler
Ölçüm Modu	İzoperibol
Su Dolum ve Boşaltım	Otomatik
Analiz Süresi	8 dk / 14 dk
Operatör için Hazırlık Süresi	~ 2 dk
Ölçme Menzili	43 000 J
Tekrarlanabilirlik	RSD <0,05%
Analiz oksijen Basıncı	30-40 bar
Hazne Test Basıncı	min. 220 bar
Hazne Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Sıcaklık Ölçüm Aracı	Dijital Sensör
Sıcaklık Ölçüm Çözünürlüğü	0.0001 K
Ateşleme	Otomatik
Gaz Dolumu	Oksijen şarjır
Gaz Boşaltma	Egzoz
Su Filtresi	Dahil
Soğutucu Araç	Su Sirkülatörü
Halojen Analiz Haznesi	Opsiyonel
Beyan Gerilimi	120V / 220V
Koruma Sınıfı	III
Ortam Sıcaklığı	15-35 °C
Ortam Nemi	< 85%
Frekans	50/60 Hz.
DIN'a Göre Koruma Sınıfı	IP 20
Kapak Sistemi	Otomatik
Boyut	470 x 600 x 570 mm
Standartlara Uygunluk	ISO 1928 ISO 18125 ISO 9831 ISO 1716 ASTM D5865 ASTM D5468 ASTM D4809 ASTM D240 ASTM E711 DIN 51 900 ve diğer

Yazılım	Bilgiler
Analizi Türünü Seçme	Kalibrasyon/Standart
Hesaplama	Brüt/Net Kalorifik Değer
Önceki Analizleri Tekrar Hesaplama	Evet
Excel / PDF Çıktı	Evet
Sonuç Gösterim Birimleri	Cal/g J/g Btu/lb
Analiz Devam Ederken Yazılım Kullanımı	Evet
Analiz Boyunca Grafik Gösterimi	Evet
Analiz Grafiği Gösterimi	Evet
Log File Şifreleme	Evet
Kullanıcı Kayıt Etme	Sınırsız
Analiz Sonucu	Listeleme ve İnceleme
Listeleme	Kullanıcı/Analiz Adı/Tarih/Sonuç
Servis Yetkileri	Tam Yetki
Servis Geri Bildirimleri	Log File Erişimi
İşletim Sistemi	Uyarılar ve Otomatik Hata Tespiti
Arayüz	Windows
Diller	USB
Ekran	EN/TR
Monitor PC	Seçenekler
	Dahil

*Sirkülatör, Kalorimetre paket içeriğine dahildir.