

# QC1

**LOT** C145915DT

<b>(EN) Target ranges</b>	<b>(ES) Intervalos de valores de referencia</b>
<b>(HU) Referencia tartományok</b>	<b>(PR) Rangos de referência</b>
<b>(DE) Zielbereiche</b>	<b>(CS) Referenční hodnoty</b>
<b>(FR) Plages de valeurs de reference</b>	<b>(SK) Referenčné hodnoty</b>
<b>(IT) Range dei valori di riferimento</b>	<b>(SR) Ciljane vrednosti</b>

<b>IN</b>	CT (sec)	126 - 199
	A5 (mm)	16 - 29
	A10 (mm)	18 - 30
	A20 (mm)	19 - 31
<b>EX</b>	CT (sec)	23 - 69
	A5 (mm)	17 - 28
	A10 (mm)	18 - 30
	A20 (mm)	19 - 31
<b>HI</b>	CT (sec)	126 - 199
<b>AP</b>	A20 (mm)	19 - 31
<b>FIB</b>	A20 (mm)	19 - 31
<b>TPA</b>	LT (sec)	< 1000
	ML (%)	> 75
<b>RVV</b>	CT (sec)	< 150
<b>ECA</b>	CT (sec)	< 180