

QC2

LOT C245918DT

(EN) Target ranges	(ES) Intervalos de valores de referencia
(HU) Referencia tartományok	(PR) Rangos de referência
(DE) Zielbereiche	(CS) Referenční hodnoty
(FR) Plages de valeurs de reference	(SK) Referenčné hodnoty
(IT) Range dei valori di riferimento	(SR) Ciljane vrednosti

IN	CT (sec)	292 - 411
	A5 (mm)	15 - 27
	A10 (mm)	16 - 28
	A20 (mm)	17 - 29
EX	CT (sec)	131 - 308
	A5 (mm)	16 - 28
	A10 (mm)	17 - 29
	A20 (mm)	18 - 30
HI	CT (sec)	292 - 411
AP	A20 (mm)	18 - 30
FIB	A20 (mm)	18 - 30
RVV	CT (sec)	> 150
ECA	CT (sec)	> 180