

BOLJA KONTROLA UZ ANYTIME MOBILNU APLIKACIJU



PROGNOZA VISOKE I NISKE RAZINE GLUKOZE

Obavijest stiže na Vaš telefon 20 minuta prije nego vaša glukoza u krvi dosegne 3,1 mmol/L ili 30 minuta prije nego vaša glukoza u krvi dosegne 22 mmol/L.



Anytime aplikacija omogućuje:

- jednostavan unos i pregled podataka o dijabetesu kako bi bolje razumjeli što utječe na Vašu razinu glukoze u krvi
- sinkroniziranje podataka sa CGM sustavom
- analiza podataka uz praćenje utjecaja hrane i dnevnih aktivnosti
- pregled obrazovnih materijala i primjere najbolje prakse za upravljanje dijabetesom
- Anytime aplikacija je kompatibilna s iOS i android uređajima.

APW-FL-COMPL-PAT-HR-05

SALVUS

Salvus d.o.o. Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica / www.salvushealth.com, info@salvushealth.com

SUSTAV ZA KONTINUIRANO MJERENJE GLUKOZE ANYTIME

- ✓ prediktivni alarmi
- ✓ visoka preciznost:
MARD = 9,07
- ✓ bez kalibracije



2
godine
jamstva

APWELL ANYTIME – VAŠ PAMETNI PARTNER U KONTROLI DIJABETESA



ZAŠTO ODABRATI APWELL ANYTIME CT3?

Bez obzira jeste li mlada osoba, srednjih godina ili starija odrasla osoba, Apwell Anytime CT3 nudi jednostavnu, preciznu i udobnu kontrolu šećera u krvi koja se prilagođava vašem životu. Glavne prednosti:

- 1. Bez boli i bez dodatnih postupaka!**
Apwell Anytime CT3 dolazi tvornički kalibriran, što znači da nema potrebe za čestim vađenjem krvi niti provjerom razine glukoze putem uboda u prst.
- 2. Prediktivni alarmi – budite korak ispred!**
Uređaj vam šalje upozorenja prije nego što razina šećera postane preniska ili previsoka. To znači da možete reagirati na vrijeme i izbjeći neugodne situacije ili hitne intervencije.
- 3. Real-time alerti – kontrola u stvarnom vremenu**
Primajte obavijesti o promjenama šećera u krvi u stvarnom trenutku na svoj pametni telefon, bez potrebe da skidate senzor ili koristite dodatne uređaje.
- 4. Pametna aplikacija**
Aplikacija vas prati, pamti i analizira podatke o šećeru, pružajući vam jednostavan pregled i savjete za bolje upravljanje dijabetesom. Sve na jednom mjestu, lako i pregledno!
- 5. Diskretno i udobno nošenje**
Senzor se nosi na trbuhu ili nadlaktici, ispod odjeće, bez ometanja vašeg dnevnog ritma. Idealan za aktivan život — bez obzira na godine!



ŠTO JE MARD I ZAŠTO JE VAŽAN?

MARD (engl. *Mean Absolute Relative Difference*) je broj koji pokazuje koliko je senzor točan u mjerenju šećera u krvi. Manji MARD znači preciznije rezultate. Apwell Anytime ima vrlo nizak MARD, što znači da mu možete vjerovati svaki dan.

Tko može koristiti Apwell Anytime CT3?

- * Mladi dijabetičari koji žele veću slobodu i manje bockanja.
- * Odrasli srednjih godina kojima je potrebna pouzdana kontrola u aktivnom životu.
- * Stariji korisnici koji žele jednostavan i siguran način za praćenje šećera bez dodatnih komplikacija.
- Vaš novi način kontrole šećera u krvi S Apwell Anytime dobit ćete više slobode, manje stresa i veću sigurnost — svaki dan, bilo gdje.

ISPROBAJTE APWELL ANYTIME I OSJETITE RAZLIKU



Vijek trajanja senzora 14 dana



Praćenje glukoze u stvarnom vremenu



Srednja apsolutna vrijednost odstupanja



Očitavanje svake 3 minute



Upozorenja i alarmi u stvarnom vremenu



Kompatibilan s iOS i Android

BEZ KALIBRACIJE – senzor je tvornički kalibriran i nije potrebna dodatna kalibracija uređaja.



Šifra HZZO	Zaštićeni naziv pomagala	Maksimalna propisana količina	Propisivanje na period (za osobe iznad 18 god.)
0325354019009	Yuwell Apwell Anytime continuous glucose monitoring system CT-300D	1	2 godine
0325354020011	Yuwell Apwell Anytime continuous glucose monitoring system Sensor CT-3	do 7	3 mjeseca