



myoncare

Exportieren von Antworten

Version 1.12





PDF-Bericht

myoncare Careplan Manager ermöglicht es Angehörigen der Gesundheitsberufe, zu entscheiden, ob ihre Patienten einen PDF-Bericht über die durchgeführten Caretasks erhalten. Durch den Bericht können die Patienten die Ergebnisse überprüfen und die Informationen bei Bedarf an einen anderen Arzt weiterleiten, um sie zu beurteilen.

Der PDF-Report enthält eine generische erste Seite, die allgemeine Informationen über den Patienten wie Name, Patienten-ID, Geburtsdatum, ICD-Code, Geschlecht, den Namen der Einrichtung und die Adresse der Einrichtung enthält. Außerdem beinhaltet diese Seite den Namen des Caretasks, dessen Beschreibung (falls vorhanden), das Erstellungsdatum des Berichts, die Gesamtzahl der Wiederholungen und die Gültigkeit des Caretasks. Die darauffolgenden Seiten enthalten eine Kopfzeile mit dem Namen des Caretasks und dem Erstellungsdatum des Berichts. Außerdem enthält es immer die Komponenten und die gegebenen Antworten. Zu den Komponenten gehören eine Indexnummer und der Titel sowie alle Antwortmöglichkeiten (abhängig von der Art der Komponente).

Die PDF-Berichte enthalten sowohl Abschnittsbewertungen als auch Gesamtbewertungen und bieten tiefere Einblicke in bestimmte Bereiche des Patientenfortschritts. Dadurch wird sichergestellt, dass medizinisches Fachpersonal und Patienten Zugang zu umfassenderen und verwertbareren Daten haben. Durch detaillierte Analysen auf Abschnittsebene unterstützen die Berichte eine bessere Versorgungskoordination, eine fundiertere Entscheidungsfindung und eine verbesserte Kommunikation zwischen Patienten und ihren Gesundheitsdienstleistern.

Hinweis: Falls der Caretask einen Jump oder zusätzliche Komponenten beinhaltet, werden nur die Komponenten im Bericht dargestellt, welche der Patient bei der Beantwortung des Caretasks angezeigt wurden. Falls für eine Option ein Jump definiert wurde, wird dies mittels eines Indikators an der jeweiligen Option angezeigt.

Um den PDF-Bericht zu erstellen, muss das medizinische Fachpersonal in den Caretask-Einstellungen die Option „Erstellen eines Berichts für den Patienten“ aktivieren.

Nach der Aktivierung werden zusätzliche Einstellungen geöffnet. Der Anwender muss entscheiden, ob der Bericht jedes Mal generiert werden soll, wenn ein Patient oder das medizinische Fachpersonal einen Caretask beantwortet hat oder nur, wenn ein Schwellenwert überschritten wurde. Außerdem muss der Anwender entscheiden, in welcher Sprache der Bericht generiert werden soll. Standardmäßig wird die Sprache genauso eingestellt, wie es das medizinische Fachpersonal im myoncare Careplan Manager festgelegt hat. Die Spracheinstellung wirkt sich nur auf die allgemeinen Informationen des Berichts aus, während der Inhalt nicht übersetzt wird.



Care Manager > Caretask bearbeiten Speichern & Beenden Speichern Schließen

****Einführung Gehstest**
Einfacher patientenorientierter Test zur Erfassung der funktionellen Kapazität

Caretask-Einstellungen

Sprache Deutsch

 ☒ Bericht überprüfen ⓘ

Standard-Review-Caretask

Wählen Sie eine Review

- Caretask
- Keiner
- Demo Review Caretask
- Review_Caretask_Automation202-02-20
- Review_Caretask_Automation202-02-21
- Review_Caretask_Automation202-02-22
- Review_Caretask_Automation202-

Darüber hinaus können Angehörige der Gesundheitsberufe den Bericht überprüfen, indem sie den Schalter **"Bericht überprüfen"** aktivieren. Sie haben auch die Möglichkeit, einen ‚Standard-Review-Caretask‘ auszuwählen, der automatisch mit den generierten Berichten verknüpft wird. Auf diese Berichte können Sie ganz einfach zugreifen, indem Sie auf das Benachrichtigungssymbol **"Überprüfungsfertige Reports"** oben rechts auf dem Bildschirm klicken.

Der Patient erhält eine Push-Benachrichtigung über die PatientenApp, wenn ein Bericht generiert wird. Der Patient kann auf den Bericht zugreifen, indem er entweder auf die Push-Benachrichtigung klickt oder in den Dateibereich innerhalb der PatientenApp oder der PWA. Der generierte Bericht befindet sich auch auf der Registerkarte ‚Dateien‘ im Patientenprofil des myoncare Careplan Managers.

Hinweis: Berichte, die überprüft werden müssen, sind unter ‚Dateien‘ nicht verfügbar und für die Patienten nicht sichtbar.



We make healthcare scalable.

www.myon.academy | www.myoncare.com

Bei Fragen: service@myoncare.com