



myoncare

Neue Patienten anlegen

Version 1.12





Erstellen eines Patienten

HINWEIS: Wenn eine myoncare Careplan Manager Installation eine HL7-Schnittstelle (nicht obligatorisches Modul) enthält, können grundsätzlich Teile der im Krankenhausinformationssystem (KIS) gespeicherten Patientendaten automatisch in den myoncare Careplan Manager importiert werden und müssen nicht manuell eingegeben werden.

Um Patienten manuell innerhalb der myoncare Careplan Manager hinzuzufügen, muss der Benutzer folgende Schritte betätigen.



- Nach dem Klicken des "+"-Symbols innerhalb der Patientenübersicht werden dem Nutzer folgenden Möglichkeiten angezeigt:



- Klicken Sie auf das "Patient hinzufügen"-Symbol.
- Geben Sie die Patienteninformationen in die Maske ein. Alle Eingabefelder, die mit einem *,* gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder (Vorname, Nachname und Geburtsdatum).

HINWEIS: Die Patienten-ID ist das eindeutige Identifikationsmerkmal für andere Systeme (HIS/KIS) und muss mit der Krankenakte in den Schnittstellensystemen identisch sein. Referenz-ID ist ein offenes Pseudonym, das jeder Standort für seine Patienten wählen kann. Es ist nicht unbedingt eindeutig

Medizinische Informationen wie Patienten-ID, Fallnummer, OPS-Referenz oder Referenz-ID können jederzeit im myoncare Careplan Manager angepasst werden.

Falls im Rahmen des Erstellungsprozesses keine spezifische Patienten-ID für einen Patienten definiert wird, erhält der Patient eine standardisierte Kombination aus 3 Zeichen, bestehend aus Vorname, Nachname und Geburtsdatum.



We make healthcare scalable.

www.myon.academy | www.myoncare.com

Bei Fragen: service@myoncare.com