



myoncare

OCR für Laborberichte

Version 1.14





OCR

Patienten können ihre Laborberichte direkt über eine KI-gestützt Dateianforderungskomponente im Caretask hochladen. Dies geschieht entweder durch die Aufnahme eines Fotos oder durch die Auswahl einer Datei. Wenn die Patienten die automatische Texterkennung auswählen, werden die Laborwerte automatisch aus den Berichten extrahiert. Die Patienten können zum Schluss entscheiden, ob sie nur das Foto bzw. die Datei oder auch die Laborwerte an ihren Gesundheitsdienstleister weiterleiten. Die Ergebnisse werden dann als Grafik in der Patientenübersicht des Gesundheitsdienstleisters angezeigt.

So funktioniert es

✓ Schritt 1: Klicken Sie auf das Plus-Zeichen und wählen Sie eine Datei aus. Sie können direkt ein Foto von Ihren ausgedruckten Laborwerten machen oder eine Datei hochladen

✓ Schritt 2: Wählen Sie die automatische Texterkennung aus (wenn Sie nicht zustimmen, bekommt Ihr Arzt nur das Foto bzw. die Datei zugeschickt)

 Bearbeiten JPEG_20260401_152031_8004476...

2 / 3 Versuche verbleiben

 Wiederholen

Überprüfen und korrigieren Sie die Werte, falls nötig.

TESTNAME	WERT	EINHEIT
Haemoglobin (EDTA Blood)	14.9	g/dL
Haematocrit (PCV)	43.1	%
RBCs Count (EDTA Blood)	4.85	Millions / cmm
MCV	88.9	fl

 Zurück Weiter 



We make healthcare scalable.

www.myon.academy | www.myoncare.com

Bei Fragen: service@myoncare.com