


Jak provést měření

Přečtěte si, prosím, následující instrukce




1. Sedte vzpřímeně, ruce v klidu

Posaďte se před zařízení a držte se rukama na obou stranách přístroje




2. Tvář blízko, oči vycentrované

Přiložte čelo na horní okraj masky a zarovnejte oči dle vyznačené linky na masce



3. Oči otevřené, pohled do zeleného světla

Během procesu mějte oči otevřené a dívejte se na zelenou tečku před sebou



4. Méně mrkejte, zůstaňte v klidu

Během měření se snažte nemrkat a nehýbat



5. Poslouchajte pokyny přístroje a provádějte je

Postupujte dle pokynů přístroje vždy, když jste vyzváni

novatin 

komplexní podpora
v diabetologii