# **ORBIS ESFERAS RETRORREFLEXIVAS** Marcadores para Navegação Cirúrgica

Anvisa nº 80463390009





O Kit Orbis é um produto estéril, descartável e de uso único, desenvolvido especificamente para ser utilizado com sistemas passivos de Navegação Cirúrgica. Sua finalidade é refletir a luz infravermelha emitida pelo sistema de estereovisão permitindo o rastreamento dos instrumentos no campo cirúrgico.

#### INSTRUÇÃO DE USO

Contém informações detalhadas sobre a aplicação correta, manuseio seguro e condições ideais de armazenamento.






# COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Compatível com os principais equipamentos de neuronavegação disponíveis no mercado.

Os kits são fornecidos em dupla embalagem de blister selado com Tyvek.

- (II) Tyvek externo
- (04) Blister interno
- Tyvek interno
- 05 Blister externo
- B Esferas Retrorreflexivas
- 06 Caixa do kit



## **MODELOS COMERCIAIS**

Código	Diâmetro	Tipo de Encaixe	Qtd.
ART-OR-1-01	Ø 11mm	Encaixe por Pressão	1
ART-OR-1-02	Ø 11mm	Encaixe por Pressão	2
ART-OR-1-03	Ø 11mm	Encaixe por Pressão	3
ART-OR-1-04	Ø 11mm	Encaixe por Pressão	4
ART-OR-1-05	Ø 11mm	Encaixe por Pressão	5
ART-OR-1-06	Ø 11mm	Encaixe por Pressão	6
ART-OR-1-07	Ø 11mm	Encaixe por Pressão	7
ART-OR-1-08	Ø 11mm	Encaixe por Pressão	8
ART-OR-1-09	Ø 11mm	Encaixe por Pressão	9

Código	Diâmetro	Tipo de Encaixe	Qtd.
ART-OR-2-01	Ø 13mm	Encaixe Rosqueado	1
ART-OR-2-02	Ø 13mm	Encaixe Rosqueado	2
ART-OR-2-03	Ø 13mm	Encaixe Rosqueado	3
ART-OR-2-04	Ø 13mm	Encaixe Rosqueado	4
ART-OR-2-05	Ø 13mm	Encaixe Rosqueado	5
ART-OR-2-06	Ø 13mm	Encaixe Rosqueado	6
ART-OR-2-07	Ø 13mm	Encaixe Rosqueado	7
ART-OR-2-08	Ø 13mm	Encaixe Rosqueado	8
ART-OR-2-09	Ø 13mm	Encaixe Rosqueado	9

## **MATERIAL**

Cada unidade de Esfera Retrorreflexiva é composta por um corpo plástico, revestido de material retrorreflexivo. Os modelos com código ART-OR-1 são compostos por esferas com diâmetro de Ø 11mm e encaixe por pressão (I). Os modelos com código ART-OR-2 são compostos por esferas com diâmetro de Ø 13mm e encaixe rosqueado (II).

Os kits Orbis – Esferas Retrorreflexivas são fornecidos estéreis e não devem ser reprocessados, reembalados ou reesterilizados.











