

Produktinformation

Amerah BOC

Back Ofen Cleaner

AMERAH®
CLEANING COMPACT CLASS

Das Produkt

Intensiver mildalkalischer Schaumreiniger zum regelmäßigen reinigen von Oberflächen mit Lebensmittelverschmutzungen. Starke Reinigungskraft, vor allem bei organischen Anbrennungen bei dennoch geringen Produkteinsatz. Durch seine Wirkstoffkombination werden Fettrückstände und Partikelrückstände hervorragend entfernt. BOC zeichnet sich durch seine gute Materialverträglichkeit aus.

Der Anwendungsbereich

BOC kann zur manuellen und automatischen regelmäßigen Schaumreinigung von Konvektomaten, Grillautomaten und Backöfen eingesetzt werden. Das Produkt ist zur Nutzung in automatischen Reinigungssystemen von Backöfen, Konvektomaten und Grillautomaten konzipiert. Durch die wiederkehrende Anwendung werden übliche Backrückstände abgewaschen. Größte Verschmutzungen werden angelöst, so dass die Grundreinigung erleichtert wird.

Die Anwendung

Manuelle Nutzung: Das Produkt wird mit 20 ml je Liter warmen Wasser gemischt. Die Auftragung erfolgt optimal mittels einer Schaumdüse. Andernfalls werden die Flächen mittels eines Tuches ausreichend benetzt. Die BOC Lösung sollte 10 Minuten Einwirken können und dann mit einem nicht kratzenden Schwamm nachgearbeitet werden.
Automatische Reinigung: BOC wird über den Hals der Flasche in den Reinigungsmitteltank des Geräts eingefüllt. Für das Reinigungsprogramm empfiehlt sich eine Temperatur von 60-80°C und eine Hauptwaschdauer von 20 Minuten. (sachgemäße Einstellung siehe Herstellerinformationen)

Produkteigenschaften

Entfernt Backverschmutzungen bei regelmäßiger Anwendung. Rückstandfrei nach Abspülen mit Wasser. Geringere Gefährdung als die üblichen hochalkalischen Reiniger. Geprüfte Materialverträglichkeit, vor allem bei Dichtungen und Kunststoffteilen von Pumpen bei Sachgemäßer Anwendung.



Originalgebinde

Art.-Nr. 900236 - Flasche 1,5 Liter

Technische Informationen

Aussehen hellgelbe Flüssigkeit
Geruch Charakteristischer Geruch
ph-Wert ca. 11
Viskosität nicht viskos
Relative Dichte 1,2 g/ml

Haltbarkeit

Min. 1 Jahr im Originalgebinde



ACHTUNG

