



NL



| adeptmedical.com

ADEPT

Medical
Supporting you

RETROGRADE IR PLATFORM

AM0420 • AM0400 • AM0410
AM0460 • AM0450 • AM0470



Uitgiftedatum: 03/2026

Productbrochure

Een lichtgewicht werkoppervlak boven de patiënt dat de workflow en de veiligheid van de patiënt verbetert tijdens retrograde arteriële toegangprocedures.

De Retrograde IR Platforms zijn modulaire werkoppervlakken voor arteriële toegang bij beeldgestuurde procedures.

Het in hoogte verstelbare ontwerp positioneert het team dicht bij de toegangslocatie, waardoor apparatuur binnen handbereik vóór de behandelaar blijft en het comfort van de patiënt wordt verbeterd. Lichtgewicht, radiolucent en eenvoudig te installeren boven een patiënt in rugligging; het platform vergrendelt stevig op zijn plaats en is geschikt voor uiteenlopende procedure-opstellingen.

Kies uit twee platformbreedtes die aansluiten bij uw workflow.

Retrograde IR Platform (AM0400): het brede oppervlak biedt ruim plaats voor procedurele apparatuur en is ideaal voor opstellingen met voldoende ruimte, wanneer ruimte geen beperkende factor is.

Retrograde IR Platform – Narrow (AM0450): het smalle oppervlak blijft vrij van aan de achterzijde gemonteerde apparatuur en is bij uitstek geschikt voor compacte werkkruimtes.


Bij gebruik van langere apparatuur kan elk platform worden uitgerust met optionele verlengingen, ideaal voor over-the-wire-kathetersystemen.



- ▶ Stabiel oppervlak voor het beheer van geleidedraad en apparatuur, waardoor het minder nodig is om op de patiënt te werken
- ▶ Verbetert de workflow door betere samenwerking naast elkaar en nauwere toegang tot de locatie
- ▶ In hoogte verstelbare poten vergrendelen stevig voor stabiliteit tijdens de procedure
- ▶ Lichtgewicht, radiolucent koolstofvezelplatform voor eenvoudige installatie
- ▶ Breedte- en lengteopties die aansluiten bij procedurele en ruimtelijke behoeften

Workflowefficiëntie

Verkrijgbaar in twee breedtes voor uw opstelling. Ondersteunt teamwerk naast elkaar met een vlak, stabiel oppervlak boven de patiënt.




Optioneel Extension

Verleng de werk lengte van elk platform met een Optional Extension; deze biedt extra ruimte voor meer apparatuur en langere hulpmiddelen.



Vergrendelbaar platform

Vergrendelt in de Front Base voor een betrouwbaar en stabiel platform, zelfs als de patiënt onrustig is.



Productcodes



Retrograde IR Platform

AM0420

Retrograde IR Platform + Extension

AM0400

Retrograde IR Platform

AM0410

IR Platform-verlengstuk (extension)



Retrograde IR Platform – Narrow

AM0460

Retrograde IR Platform – Narrow
+ Extension

AM0450

Retrograde IR Platform – Narrow

AM0470

IR Platform Extension – Narrow

Toepassingen

Ontworpen voor gebruik bij interventieradiologische, cardiologische en neuroradiologische procedures.



Specificaties

Hulpmiddel	Retrograde IR Platform + Extension	Retrograde IR Platform – Narrow + Extension
Afmetingen	*De lengte kan worden vergroot tot 2000 mm met de IR Platform Extension **In hoogte verstelbaar van 190 - 406 mm (volledig uitgeschoven + Leg Extension)	*De lengte kan worden vergroot tot 1.864 mm met de IR Platform Extension – Narrow **In hoogte verstelbaar van 181 - 401 mm (volledig uitgeschoven + Leg Extension)
Gewicht	Retrograde IR Platform: 8,7 kg IR Platform Extension: 3,6 kg	Retrograde IR Platform – Narrow: 5,3 kg IR Platform Extension – Narrow: 1,6 kg

Neem contact met ons op voor meer informatie via adeptmedical@adept.co.nz



Fabrikant

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland