



RETROGRADE IR PLATFORM

AM0420 • AM0400 • AM0410
AM0460 • AM0450 • AM0470



Ausgabedatum: 03/2026

Produktbroschüre

Leichte Arbeitsfläche zur Platzierung über dem Patienten für verbesserte Arbeitsabläufe und höhere Patientensicherheit bei Eingriffen mit retrogradem, arteriellem Zugang.

Die Retrograde IR Platforms sind modulare Arbeitsflächen für den arteriellen Zugang in bildgeführten Verfahren.

Dank der höhenverstellbaren Konstruktion kann das Team in der Nähe der Eingriffsstelle bleiben. Hilfsmittel sind vor dem Kliniker leicht zu erreichen. Der Patientenkomfort wird verbessert. Die leichte, für Röntgenstrahlung durchlässige und einfach über dem auf dem Rücken liegenden Patienten zu montierende Plattform rastet sicher ein und unterstützt verschiedene Vorgehensweisen.

Die Plattform ist in zwei Breiten für unterschiedliche Arbeitsabläufe erhältlich.

Retrograde IR Platform (AM0400): Durch die größere Breite bleibt genug Platz für Hilfsmittel. Sie eignet sich überall dort perfekt, wo es nicht beengt zugeht.

Retrograde IR Platform – Narrow (AM0450): Die geringere Breite eignet sich für kleinere Räume und wenn mehr Platz für hinten aufgestellte Hilfsmittel benötigt wird.


Beim Einsatz längerer Hilfsmittel können beide Platforms um optionale extensions für mehr Länge ergänzt werden. Das ist zum Beispiel ideal für drahtgebundene Kathetersysteme.



- ▶ Stabile Arbeitsfläche für Führungsdraht und Hilfsmittel, sodass Objekte nicht unnötig auf dem Patienten abgelegt oder abgestützt werden müssen
- ▶ Verbessert Arbeitsabläufe durch direkte Nähe zur Eingriffsstelle mit genug Platz für das Team
- ▶ Höhenverstellbare Legs rasten sicher ein und verleihen der Fläche die für den Eingriff notwendige Stabilität
- ▶ Leichte Plattform aus für Röntgenstrahlung durchlässige Kohlefaser für eine einfache Einrichtung
- ▶ Verschiedene Breiten und Längen für unterschiedliche Eingriffe und Platzverhältnisse


Für effiziente Arbeitsabläufe

Die Plattform ist in zwei Breiten passend für verschiedene Umgebungen erhältlich. Sie stellt eine flache und stabile Arbeitsfläche über dem Patienten bereit und ermöglicht gemeinsame Eingriffe von einem Team.




Optionale Extension

Die Länge der Platforms lässt sich mit einer optional Extension erweitern, die zusätzlichen Platz für Hilfsmittel oder längere Geräte bietet.



Verriegelbare Plattform

Rastet in der Front Base ein und bietet eine zuverlässige und stabile Plattform – auch bei rastlosen Patienten.



Produktcodes



Retrograde IR Platform

AM0420

Retrograde IR Platform + Extension

AM0400

Retrograde IR Platform

AM0410

IR Platform Extension



Retrograde IR Platform – Narrow

AM0460

Retrograde IR Platform – Narrow
+ Extension

AM0450

Retrograde IR Platform – Narrow

AM0470



IR Platform Extension – Narrow

Anwendung

Konzipiert für interventionelle Radiologie, Kardiologie und Neuroradiologie.



Technische Angaben

Hilfsmittel	Retrograde IR Platform + Extension	Retrograde IR Platform – Narrow + Extension
Abmessungen	 * Mit IR Platform Extension auf bis zu 2.000 mm erweiterbare Länge ** Höhenverstellung von 190 bis 406 mm (voll ausgezogen mit Leg Extension)	 * Mit IR Platform Extension – Narrow auf bis zu 1.864 mm erweiterbare Länge ** Höhenverstellung von 181 bis 401 mm (voll ausgezogen mit Leg Extension)
Gewicht	Retrograde IR Platform: 8,7 kg IR Platform Extension: 3,6 kg	Retrograde IR Platform – Narrow: 5,3 kg IR Platform Extension – Narrow: 1,6 kg

Schreiben Sie uns für weitere Informationen: adeptmedical@adept.co.nz



Hersteller

Adept Medical Ltd
2–6 McDonald St, Morningside
Auckland 1025, Neuseeland