



ES

 | adeptmedical.com

ADEPT

Medical
Supporting you

RETROGRADE IR PLATFORM

AM0420 • AM0400 • AM0410
AM0460 • AM0450 • AM0470



Fecha de publicación: 03/2026

Folleto del producto

Una superficie de trabajo ligera sobre el paciente que mejora el flujo de trabajo y la seguridad del paciente durante procedimientos de acceso arterial retrógrado.

Las Retrograde IR Platforms son superficies de trabajo modulares diseñadas para el acceso arterial en procedimientos guiados por imagen.

Su diseño ajustable en altura permite que el equipo se sitúe cerca del lugar de acceso, manteniendo los equipos al alcance del médico y mejorando la comodidad del paciente. La plataforma, ligera, radiolúcida y fácil de instalar sobre un paciente en decúbito supino, se bloquea de manera segura y se adapta a distintas configuraciones de procedimientos.

Elija entre dos anchuras de plataforma según su flujo de trabajo.

Retrograde IR Platform (AM0400): Su amplia superficie ofrece espacio suficiente para el equipo de intervención. Es idónea para configuraciones con espacio suficiente, perfecta cuando el espacio no supone un problema.

Retrograde IR Platform – Narrow (AM0450): Su superficie estrecha permite mantenerla apartada de los equipos montados en la parte trasera, y es adecuada para áreas de trabajo compactas.


Si se utilizan equipos de mayor longitud, ambas plataformas pueden equiparse con extensiones (Extensions) de longitud opcionales, ideales para sistemas de catéter sobre guía.



- ▶ Superficie estable para el manejo de guías y equipos, que reduce la necesidad de trabajar directamente sobre el paciente
- ▶ Mejora el flujo de trabajo al facilitar el trabajo en equipo lado a lado y un acceso más cercano al lugar del procedimiento
- ▶ Las patas (Legs) ajustables en altura se bloquean de manera segura para garantizar estabilidad durante el procedimiento
- ▶ Plataforma ligera de fibra de carbono radiolúcida para una configuración rápida y sencilla
- ▶ Opciones de anchura y longitud para adaptarse a las necesidades del procedimiento y espacio


Eficiencia del flujo de trabajo

Disponible en dos anchuras para adaptarse a su configuración. Facilita el trabajo en equipo lado a lado con una superficie plana y estable sobre el paciente.




Extensión (Extension) opcional

Amplía la longitud de trabajo de cualquiera de las plataformas con una extensión (Extension) opcional, con espacio adicional para más equipos y dispositivos de mayor longitud.



Plataforma bloqueable

Se bloquea en la base frontal (Front Base) para ofrecer una plataforma fiable y estable, incluso si el paciente se mueve.



Códigos de producto



Retrograde IR Platform

AM0420

Retrograde IR Platform + Extension

AM0400

Retrograde IR Platform

AM0410

IR Platform Extension



Retrograde IR Platform – Narrow

AM0460

Retrograde IR Platform – Narrow + Extension

AM0450

Retrograde IR Platform – Narrow

AM0470

IR Platform Extension – Narrow

Aplicaciones

Diseñada para su uso en procedimientos de radiología intervencionista, cardiología y neurorradiología.



Especificaciones

Producto	Retrograde IR Platform + Extension	Retrograde IR Platform – Narrow + Extension
Dimensiones	*La longitud se puede aumentar a 2000 mm con la IR Platform Extension **Altura ajustable de 190 a 406 mm (totalmente extendida + extensión de piernas)	*La longitud se puede aumentar a 1864 mm con la IR Platform Extension **Altura ajustable de 190 a 401 mm (totalmente extendida + extensión de piernas)
Peso	Retrograde IR Platform: 8,7 kg IR Platform Extension: 3,6 kg	Retrograde IR Platform – Narrow: 5,3 kg IR Platform Extension – Narrow: 1,6 kg

Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles en adeptmedical@adept.co.nz



Fabricante

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, Morningside
Auckland 1025, Nueva Zelanda