


endoCupcut

Universalinstrument für die Entfernung
zementfreier Hüftpfannen in allen Größen

Hüftpfannenschneider



Das modulare System beinhaltet **alle Messergrößen** für die komfortable Pfannenentfernung. Die schnelle und sichere Entfernung **verkürzt zusätzlich die erforderliche OP-Zeit**. Die sphärischen Messer ermöglichen einen präzisen, knochenschonenden Schnitt entlang des Pfannenrandes bis zum Pfannenboden. Durch die geringe Knochenschädigung wird dabei die **schnelle Rekonvaleszenz** gefördert.

- Messereinsätze verschleißfest und mehrfach verwendbar
- 15 Messergrößen für Pfannendurchmesser 44-72 mm
- 15 kurze Messergrößen als Vorschneideklingen
- Zentrierung des Instruments im Pfanneninlay durch verschiedene Kugelkopfdurchmesser



Vorteile im Überblick

- Durchdachte Präzisionstechnologie für wirtschaftliche Anwendungen
- **Beschleunigt** die Revisions-Operation und steigert damit die Effizienz der OP-Durchläufe
- Geringe **Investitionskosten** durch ein einziges modulares Instrument
- Herstellerunabhängiges Pfannenrevisionsinstrument

Optionales Set Großkopfkugeln

- Zubehör für die Revision von Oberflächenersatzprothesen, Duo Mobility Pfannen und für den Einsatz bei verschlissenen / entfernten Inlays.
- Passgenaue Kugelköpfe in den Größen 38 bis 60mm

endoCupcut Small




endoCupcut Professional



Optionen, Ersatzteile

	780966 Messereinsatz D42 kurz		780979 Messereinsatz D68 kurz
	780933 Messereinsatz D42 lang		780949 Messereinsatz D68 lang
	780967 Messereinsatz D44 kurz		780980 Messereinsatz D70 kurz
	780937 Messereinsatz D44 lang		780950 Messereinsatz D70 lang
	780968 Messereinsatz D46 kurz		780981 Messereinsatz D72 kurz
	780938 Messereinsatz D46 lang		780951 Messereinsatz D72 lang
	780969 Messereinsatz D48 kurz		780959 Demontagegriff komplett
	780939 Messereinsatz D48 lang		780918 Kugel D22 Stahl
	780970 Messereinsatz D50 kurz		780931 Kugel D28 Stahl
	780940 Messereinsatz D50 lang		780932 Kugel D32 Stahl
	780971 Messereinsatz D52 kurz		780919 Kugel D36 Stahl
	780941 Messereinsatz D52 lang		780884 Großkopfkugel D38
	780972 Messereinsatz D54 kurz		780885 Großkopfkugel D40
	780942 Messereinsatz D54 lang		780886 Großkopfkugel D42
	780973 Messereinsatz D56 kurz		780887 Großkopfkugel D44
	780943 Messereinsatz D56 lang		780888 Großkopfkugel D46
	780974 Messereinsatz D58 kurz		780889 Großkopfkugel D48
	780944 Messereinsatz D58 lang		780890 Großkopfkugel D50
	780975 Messereinsatz D60 kurz		780891 Großkopfkugel D52
	780945 Messereinsatz D60 lang		780892 Großkopfkugel D54
	780976 Messereinsatz D62 kurz		780893 Großkopfkugel D56
	780946 Messereinsatz D62 lang		780894 Großkopfkugel D58
	780977 Messereinsatz D64 kurz		780895 Großkopfkugel D60
	780947 Messereinsatz D64 lang		801017 Siebeinlage small
	780978 Messereinsatz D66 kurz		801020 Siebeinlage Medium/Professional
	780948 Messereinsatz D66 lang		801001 Drahtsieb Format Aesculap 1/1



Darum ist das endoCupcut System die richtige Wahl:

Die Messer des endoCupcut sind so konzipiert, dass ein präziser Schnitt entlang des Profils der Pfanne ermöglicht wird. Die doppelte Wölbung des Messers (longitudinal und transversal) garantiert einen passgenauen Schnitt mit minimalem Knochenverlust. Erfahrene Operateure berichten von Pfannenrevisionen, bei denen nach der Prothesenentfernung die gleiche Pfannengröße wieder zum Einsatz kommen konnte.

Optionen und Ersatzteile



780992

endoCupcut Set Professional

Hauptinstrument endoCupcut;
3 Kugelhauptköpfe 28, 32 und 36mm;
15 kurze Messer und 15 lange Messer in den Größen 44 bis 72mm;
Set Kugelhauptköpfe für Oberflächenersatz mit 12 Kugelhauptköpfen 38 bis 60mm;
Demontagegriff;
Verteilt auf 2 Siebe, beide mit Siebeinlage und -korb.



780990 oder als Mietsystem: R_780990

endoCupcut Set Medium

- Hauptinstrument endoCupcut;
- 3 Kugelhauptköpfe 28, 32 und 36mm;
- 15 kurze Messer und 15 lange Messer in den Größen 44 bis 72mm;
- Demontagegriff;

Verteilt auf 2 Siebe, beide mit Siebeinlage und -korb.



780994 oder als Mietsystem: R_780994

endoCupcut Set Small

Hauptinstrument endoCupcut; 3 Kugelhauptköpfe 28, 32 und 36mm; 7 kurze Messer und 7 lange Messer in den Größen 48 bis 60mm; Demontagegriff; Siebeinlage und -korb.



780930

Haltegriff mit Aufnahme

Mietsetsysteme endoCupcut



R_780883

Mietssystem Großkopfkugelhauptinstrument für Entfernung von Oberflächenersatzprothesen, 12 Stück, Größen 38-60 mm



Nachschliff-Service!

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Set bei uns prüfen zu lassen. Wir kümmern uns um Ihre Messer und bringen diese wieder in Form mit Schliff! Fragen Sie uns!