

Pesapersone a sedia elettronica

- 4 ruote girevoli per facilitare il trasporto
- Adatta alla pesatura di pazienti fino a 300 kg
- Braccioli e poggiapiedi regolabili per un accesso più facile
- Maniglia ergonomica rende più semplice il trasporto



VIDEO
PRESENTAZIONE



WU150 - Standard pag. 7

Peso, tara, blocco del peso, BMI (indice massa corporea), azzeramento automatico, autoOff programmabile

Struttura

Tubolari in metallo verniciato con visore in ABS regolabile, 4 ruote girevoli a 360° con 2 freni di sicurezza, maniglia imbottita per un trasporto comodo

Dimensioni

Totale W620 x D840 x H970 mm
Seduta W540 x D400 x H400 mm
Altezza seduta da terra 540 mm

Alimentazione

Alimentatore esterno e vano batterie alcaline 6 x AAA (batterie non incluse) o kit batteria ricaricabile durata 40h (optional)

Omologazioni

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE
Classe di precisione III secondo la norma EN45501
Dispositivi medici MDR Regolamento UE 2017/745
Classe di rischio Im con funzione di misura

Packaging

1 pz dimensioni W620 x D810 x H1140 mm
Peso: netto 20 kg - lordo 35 kg




Braccioli mobili per facilitare accesso al paziente



Poggiapiedi regolabili a 90°



Visore reclinabile per una lettura più ergonomica



Alimentato da batterie alcaline. Optional: batteria ricaricabile

GMDN: 15053 - CND: V0399 - Repertorio: 2497344

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano pesata
DE5	00091B	300kg	100g	W540 x D400mm

Accessori inclusi: alimentatore, RS232, livella, 4 ruote girevoli a 360°, 2 freni di sicurezza, braccioli/poggiapiedi reclinabili, garanzia 2 anni

Optional	Codice	Servizi Optional	Codice
Ruote antistatiche		Omologazione	AOMOL
Porta alimentatore	00091BP	Certificato prove elettriche	APREL
Batterie ricaricabili durata 40 h	BAME01	Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSITMD
WS stampante termica (pag. 94)	01131T	Certificato di taratura LAT Accredia	ACOLAT2
Bluetooth	01137NBT	Estensione garanzia 5 anni	AGAES
Wifi	01137NWIFI	Verifica periodica 3 anni	AOPER1
Colore seduta			



WU150 - Standard



con R2020, RA, RB, RH, RW, DE, PS20, RW-XL, RL

Questa è la configurazione che viene applicata per tutte le pesapersone che hanno un utilizzo generico in ambito medicale.

Il design della tastiera e le funzioni sono state studiate per poter coprire tutte le necessità dell'operatore che le utilizza, rendendo l'esperienza con il sistema WU150 user friendly.

Visore ØW215 x D180mm, in ABS a doppio LCD a tripla lettura

1° Display LCD Peso a 5 cifre 20mm

2° Display LCD Altezza/BMI multiriga a 3 cifre 12mm

Funzioni

- | | |
|--|---|
| <p> ON/OFF
Tasto di accensione e spegnimento.
Tenendo premuto per 3 secondi si spegne la bilancia.</p> <p> Zero
Azzeramento dell'indicazione del peso (entro il $\pm 2\%$ della portata).</p> <p> Tara
Permette di effettuare la tara.</p> <p> Hold
Permette di bloccare il peso del paziente (nel caso abbia difficoltà a stare fermo) e tenere fissa l'ultima pesata.</p> | <p> Cancella
Permette di cancellare cifre errate durante l'immissione dei dati personali.</p> <p> Esportazione
Esporta i risultati a PC o stampante termica.</p> <p> BMI
Permette di calcolare il BMI o IMC del paziente</p> <p> Unità di misura
Permette di cambiare da un'unità di misura all'altra.</p> <p> Pretara
Permette di memorizzare un valore di tara impostando manualmente il dato da sottrarre (es. vestiti, carrozzina).</p> |
|--|---|