

GLuNEO H glukometr

Nová generace měření
hladiny krevní glukózy



NOVINKA



Typ měření: Enzymatická elektrochemie


GluNEOH používá GDH-FAD variantu enzymu, která je méně citlivá na kyslík než jiné typy (např. GDH-POQ) a je Hematocrit Free (10 – 70%), což zajišťuje přesnější měření glukózy.

GLuNEO H

glukometr

Přesné měření

- Patentovaná technologie senzoru GDH-FAD**
Používá čerstvou kapilární plnou krev* s objemem 0,5 µl a měří hladinu glukózy od 0,6–33,3 mmol/l.
- Rychlé měření**
Enzymatická elektrochemie pro rychlé (5 vteřin) a přesné měření glukózy z kapilární plné krve o objemu 0,5 µl.
- Hematocrit Free**
Technologie Hematocrit Free zajišťuje přesné měření i při různých úrovních hematokritu v krvi.
- Barevný indikátor výsledků**
Barevný indikátor pomáhá uživatelům rychle rozpoznat hladiny glukózy dle rozsahu naměřených hodnot.
- Uživatelská přívětivost**
Přístroj lze ovládat jedním prstem, je kompaktní, lehký, s velkým 2,5“ LCD displejem a možností připojení přes USB.
- Ukládání výsledků**
Ukládání až 1000 výsledků s možností označení před a po jídle pomáhá sledovat glykémii.



Novatin to jsou:

- Léčivé přípravky
- Přístroje zdravotnické techniky
- Zdravotnické prostředky

*Čerstvá kapilární krev, plná žilní krev, novorozenecká nebo arteriální krev